

Comment bien utiliser SON MASQUE ?



Ce qu'il faut FAIRE



Avant de mettre ou d'enlever votre masque, **lavez-vous les mains au savon ou au SHA** (Solution Hydro-Alcoolique).




Prenez votre masque par les élastiques et dépliez-le pour que le nez et le menton soient bien couverts.




Une fois le masque positionné, **vous ne devez plus le toucher.**


Ce qu'il faut EVITER de faire



Toucher son masque quand il est positionné



Baisser le masque sur son menton



Réutiliser le masque après l'avoir enlevé

Pour entretenir votre masque GARRIDOU®



- **Lavez-le** à la machine à **60°**
- Conservez-le dans un contenant **propre et sec**
- Le masque doit être lavé **après 4h d'utilisation maximum.**